

# 吸入指導チェック報告書(スピリーバハンディヘラー)

患者ID: \_\_\_\_\_  
患者氏名: \_\_\_\_\_  
担当医師名: \_\_\_\_\_

薬局名: \_\_\_\_\_  
店名: \_\_\_\_\_  
指導薬剤師名: \_\_\_\_\_

用法用量:(1日1回 1回1吸入)

	指導日		
①薬の効果の説明	/	/	/
②用法用量の説明			

<吸入手順> (注意点)

③薬の準備	吸入直前に1カプセル取り出す			
④薬のセット	カプセルをセットし、 カチッと音がするまで しっかりマウスピースを閉める			
⑤吸入準備	緑のボタンをカチッと音がするまで 強く押す(何回も押さない) 押したらボタンからは手を離す			
⑥息吐き	吸入口に息を吹きかけないようにして、 苦しくない程度に息を吐く			
⑦薬の吸入	<b>速く深く</b> 吸い込む (カプセルの震える音が聞こえる)			
⑧息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5秒程度)			
⑨息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す			
⑩もう一度⑥～⑨を計2回以上繰り返す				
⑪薬の廃棄	手で直接カプセルを触らない 触った場合は水で手を洗う			
⑫うがい	必ず必要でない			

⑬保管・お手入れの説明	デバイスは処方毎に新しいものに交換する 室温 25℃以下で保管			
		確認者名		

◎正しくできる    ○できているが再確認必要    △できていない

※補助資材



ハンディヘラー



練習用カプセル

特記事項
------