

# 吸入指導チェック報告書(タービュヘイラー)

患者ID: \_\_\_\_\_  
 患者氏名: \_\_\_\_\_  
 担当医師名: \_\_\_\_\_

薬局名: \_\_\_\_\_  
 店名: \_\_\_\_\_  
 指導薬剤師名: \_\_\_\_\_

用法用量:(朝: 昼: 夕: 眠前: )吸入 1回の使用可能回数 (28吸入 /30吸入 /56吸入)  
**【オーキシス・パルミコート・シムビコート】**

		指導日	／	／	／
② 薬の効果を説明					
②用法用量を説明					
③カウンターの確認・使用可能回数説明	オーキシス、シムビコートは小窓が0、パルミコートは小窓の赤印が下りてきてそれ以上進まなくなったら交換  				
<初回準備> (注意点)					
④空回し	グリップを左右へ回して、パルミコートは合計 2回シムビコート、オーキシスは合計 3回カチッと音を鳴らす(最後は左へ回す) 				
<吸入手順> (注意点)					
⑤薬のセット	吸入器を垂直に立てて、まず右に止まるまでしっかり回し次に左にカチッと音がするまで回す 				
⑥息吐き	吸入器の空気穴を塞がずに持つ 吸入口に息を吹きかけないようにして苦しくない程度に息をはく				
⑦薬の吸入	速く深く吸い込む (粉はほとんど感じない) 				
⑧息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5秒程度)				
⑨息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す				
⑩もう一度⑥～⑨を計2回以上繰り返す					
⑪1回2吸入以上の場合は⑤～⑩を繰り返す					
⑫キャップを閉める	グリップは回さない				
⑬うがい	ガラガラ・ブクブクうがいを各3回ほど行う (オーキシスは必ず必要でない)				
⑬保管・お手入れの説明	水洗いはしない				

確認者名

◎正しくできる ○できているが再確認必要 △できていない

※補助資材



各容器見本 各練習用笛 吸入確認クロス グリップサポーター

特記事項