

吸入指導チェック報告書(ディスクヘラー)

患者ID: _____
 患者氏名: _____
 担当医師名: _____

薬局名: _____
 店名: _____
 指導薬剤師名: _____

用法用量:(朝: 昼: 夕: 眠前:)吸入
【フルタイド・セレベント】

		指導日		
		/	/	/
①薬の効果を説明				
②用法用量を説明				
③カウンターの確認・使用可能回数説明	セレベントは表示窓の数字が残り回数			
<吸入手順> (注意点)				
④トレーの取り外し	1) フタ側上にしてカバーを外す 2) トレーの側面を持って引き出す 3) トレー側面のグリップを両側からつまみながらトレーを取り外す			
⑤薬のセット	1) トレーの4つの穴にディスクの凸部分を合わせてのせる 2) カチッと音がするまでトレーを押し戻す			
⑥蓋を開ける	蓋側を上にしてカバーを外す			
⑦吸入準備(ディスクに穴をあける)	(1) 蓋を垂直になるまで立てる (2) 再び蓋を閉じる			
⑧薬の吸入	苦しくない程度に息を吐き出す 吸入器を平らに保ったまま息を吸い込む			
⑨息止め	苦しくない程度に できるだけ長く止める (5秒程度)			
⑩息吐き	ゆっくりと息を吐き出す			
⑪1回2吸入以上の場合	は白いトレーを引き出し押し戻してディスクを回転させた後⑦～⑩を繰り返す			
⑫うがい	ガラガラ・ブクブクうがいを各3回ほど行う			
⑬保管・お手入れの説明	高温・多湿を避けて保管			
		確認者名		

◎正しくできる ○できているが再確認必要 △できていない

※補助資材



ディスクヘラー

特記事項